

Movilo® Fly

Udoben terpavetski čevelj

DARCO



Bolečina v stopalu?
Ponovno lahko
uživajte v hoji!!



Kje je **težava?**

- Preživite veliko časa na nogah in si želite hoje brez bolečin?
- Imate težave s stopali in težko najdete primerne čevlje?
- Iščete udobne čevlje z dovolj prostora za vaše vložke po meri?
- Želite udobne čevlje, ki so hkrati tudi modni in lepi?

Tukaj je **rešitev!**

Terapevtski in udobni čevlji Movilo® so posebej zasnovani za ljudi z višjimi medicinskimi zahtevami glede obutve. S premišljeno konstrukcijo in inovativnim sistemom terapevtskih vložkov nudijo optimalno podporo pri različnih težavah s stopali. Prostorna zasnova in vrhunska DARCO tehnologija zagotavljata največje udobje ter aktivno spodbujata proces zdravljenja.

Movilo® by DARCO – popoln sopotnik na poti do ponovne hoje brez bolečin in za aktiven vsakdan



Udobje za vsak dan.

Indikacije

Za zdravljenje težav s stopali pri:

- Blažjih deformacijah stopal in prstov, npr. hallux valgus, klavdivasti in krempljasti prsti
- Hallux rigidus
- Metatarzalgiji
- Mortonovem nevromu
- Revmatoidnem artritisu
- Poliartritisu, artrozi, putiki
- Plantarnem fasciitisu / Trnu v peti
- Nastajanju kalusa, panariciju
- Sladkorni bolezni brez PNP / PAB
- (kategorija tveganja 0 po smernicah Deutsche Diabetes Gesellschaft)
- Sladkorna bolezen brez PNP / PAB z deformacijo stopala
- (kategorija tveganja 1 po smernicah Deutsche Diabetes Gesellschaft)
- Sladkorna bolezen z izgubo občutka zaradi PNP / relevantne PAB (kategorija tveganja 2a po smernicah Deutsche Diabetes Gesellschaft)

Dodatna petlja
za lažje obuvanje
i izuvanje.

Zanka za
lažje obuvanje
in sezuvanje



Razbremenitev prednjega
dela stopala

Zračen material

Prostor za
lasten vložek

Značilnosti



Potplat

- Nazaj pomaknjen zibajoči podplat (rocker)
 - Razbremenitev prednjega dela stopala
- Velika, proti obrabi odporna gumijasta prevleka (3 mm)
 - Nedrseče
- Konstrukcija podplata, ki blaži udarce in absorbira silo
- Neprekinjena in ojačana toga osnova čevlja
 - Razbremenitev prednjega dela stopala
- Dolga in stabilna površina
- Manjši padec od pete do prstov (11 mm)



Veзалke

- Elastične vezalke s hitrim zapenjalom
 - Enostavno obuvanje in sezuvanje
- Neelastične, ploščate vezalke (priložen rezervni par)
 - Boljša opora
- Dodatna luknjica za vezalke
 - Dobro prileganje



Notranjost Movilo®

- Stopalu prijazna oblika kopita
- Optimalna širina v prednjem delu stopala
- Višina prostora za prste: 21,5–27 mm
- (odvisno od velikosti)
- Razvito v sodelovanju z družbo Wiest GmbH



Sistem vložkov

- Dvodelni vložek s skupno višino 8 mm
 - Anatomsko oblikovan vložek (6 mm)
 - Zmerna opora pete
 - Rahla podpora vzdolžnega in prečnega stopalnega loka
 - PU podplat z gladko prevleko iz mikrovlaknen za dobro blaženje + enostavno obuvanje
 - Nadomestni vložek (2 mm)
 - Za izravnavo volumna
 - Dodatno blaženje udarcev
- Zamenljiv
- Dovolj prostora (8 mm) za vložke po meri
- Individualno prilagodljiv



Zunanost

- Zračna prepustnost
- Ojačan prstni del
- Anatomski izrez za gleženj
 - Idealno prileganje zadnjemu delu stopala
- Optimalno prilagojen petni del
 - Močna in oblažena opora za peto
- Zanka na peti
 - Enostavno obuvanje
- Zanka na jeziku čevlja
 - Lažje obuvanje
- Brez podloge
 - Tanek
 - Mehak
 - Zračen



Pester izbor **barv.** Za vsakogar nekaj.

Movilo® Fly



Berry | Velikost: 36 – 43



Black | Velikost: 36 – 47



Blue | Velikost: 36 – 47



Lilac | Velikost: 36 – 43



Petrol | Velikost: 36 – 47

Odkrijte pravo velikost za vas





Razvito v sodelovanju s **Prof. Dr. Markus Walther**

*»Vsakodnevni občutek športne obutve
v kombinaciji z medicinskim konceptom:
popoln čevelj za vsakogar, ki želi biti
aktiven ves dan – tudi če je življenje že
pustilo svoje sledi na stopalih.«*

Medicinski direktor
Schön Klinik Munich Harlaching
FIFA medicinski centri odličnosti



Distributer:

EDMAN d.o.o. | Stjenkova 7 | SI-6000 Koper | Slovenija | Tel. 05 627 1155 | edman@edman.si | www.edman.si



DARCO (Europe) GmbH

Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany | Tel. +49 8807 9228-0 | info@darco.de | www.darco.de/en

