

# Trakovi – oskrba in preventiva od glave do pete!


Učinkovit nadzor in obravnava športnih poškodb.



MECRON Elastic Tape Strong



MECRON Elastic Tape



MECRON X-patch



MECRON Underwrap



MECRON Pre-Tape



MECRON  
Standard Tape Box



Coolaris®

# MECRON

# MECRON Elastic Tape

Elastični lepilni trak za kineziologijo



MECRON Elastic Tape  
Counter Display  
(6 trakov)

- > pri mišičnih simptomih
  - > stimulacija živčnih poti
  - > spodbujanje krvnega obtoka
  - > elastičen in približno 30% raztegljiv
- > ena velikost: 5 cm x 5 m

**MECRON Elastic Tape je elastični športni in terapevtski trak za uporabo v kineziološke namene.**

Raztegljiv je kakor naša koža, do okoli 30%. V športu so se kineziološki trakovi sprva uporabljali le v profesionalne namene. Danes pa se ta tehnologija uporablja po celem svetu na številnih športnih področjih kot tudi za fizioterapevtske namene.

Trak se uporablja pri zdravljenju različnih simptomov prizadetih mišic, fascije ali pri motnjah v kitah, kakor tudi za izboljšanje učinkovitosti preko stalne stimulacije receptorjev. Naravni proces celjenja se na polepljenem področju izboljša zaradi povečane prekrvavitve.

**Tehnični podatki:** MECRON Elastic tape je narejen iz bombaža, elastana (za elastičnost) in akrilnega lepila. Trak je koži prijazen, vodoodporen in je na voljo v petih barvah.



Klinično delovanje kinezioloških trakov je tehnično sporno in ni dokazano preko znanstvenih študij.




Nanos lepila v valovitih črtah  
izboljšuje odvajanje

# MECRON Elastic Tape Strong

# MECRON X-patch

Elastični lepilni trak za kineziologijo

Mrežaste nalepke



- > pri mišičnih simptomih
  - > stimulacija živčnih poti
  - > spodbujanje krvnega obtoka
  - > s posebno močno lepilno podlogo, odličen za športnike
  - > za izboljšanje učinkovitosti
  - > elastičen in približno 30 % raztegljiv
- > ena velikost: 5 cm × 5 m

**MECRON Elastic Tape Strong je bil razvit posebej za športnike. Visoka stopnja lepljivosti preprečuje prehitro popustitev ob povečanem potenju ali pri pogostem tuširanju. Odličen tudi pri vodnih športih.**

Trak se uporablja pri zdravljenju različnih simptomov prizadetih mišic, fascije ali pri motnjah v kitah, kakor tudi za izboljšanje učinkovitosti preko stalne stimulacije receptorjev. Naravni proces celjenja se na polepljenem področju izboljša zaradi povečane prekrvavitve.

**Tehnični podatki:** MECRON Elastic tape strong je narejen iz bombaža, elastana (za elastičnost) in akrilnega lepila. Trak je koži prijazen, vodoodporen in je na voljo v petih barvah.



MECRON Elastic Tape Strong  
Counter Display  
(6 trakov)



- > obravnava triger točk
  - > obravnava bolečinskih točk
  - > obravnava akupunkturnih tokov
  - > sprošča brazgotine
- > 3 velikosti, vsaka po 20 listov: S po 9 nalepk 2,8 × 2,1 cm, M po 6 nalepk 3,5 × 2,5 cm, L po 2 nalepki 5,2 × 4,5 cm

**MECRON X-patch nalepke so primerne za obravnavo bolečinskih in triger točk, kot tudi za akupunkturne tokove. Lahko tudi sproščajo adhezije fascije pod brazgotinami.**

MECRON X-patch nalepke so vodoodprone in se lahko nosijo več dni brez omejitev.

**Tehnični podatki:** Nalepke MECRON X-patch so narejene iz neelastičnega najlona z akrilnim lepilom. Dobavljive so v treh velikostih.



# MECRON Underwrap

Samooprijemljivi podložni ovoj



- > koži prijazen podložni ovoj
- > zaščitni, samooprijemljivi ovoj
- > za pričvrstitev materialov
- > elastičen in izredno tanek

> 3 velikosti: 8 cm × 4 m, 8 cm × 20 m

**MECRON Underwrap se uporablja kot podloga pri funkcionalnem povijanju, kot zaščitna prevleka pri mavčnih in cinkovih poveljih kakor tudi za pričvrstitev drugih materialov.**

**Tehnični podatki:** Koži prijazen podložni ovoj je sestavljen iz 60 % polyamida in 40 % bombaža. Izredno tanka tkanina je komaj vidna. Material vsebuje naravni kavčuk – lateks. MECRON Underwrap je dobavljiv v treh velikostih.



# MECRON Pre-Tape

Podložna pena



- > podloga za zaščito kože pri tapingu
- > mehka
- > porozna
- > pritrdjevanje in oblazinjenje pri mavčnih odlitkih

> 1 velikost: 7 cm × 27 m

**MECRON Pre-Tape se uporablja kot podloga za zaščito kože pri tapingu ali tudi kot oblazinjenje pri mavčnih odlitkih.**

Tanka modra pena je iz poroznega materiala in odbija vodo. Mehka pena je enostavna za namestitev, zelo prijazna koži in ne vpija vlage.

**Tehnični podatki:** MECRON Pre-Tape je sestavljen iz Poliuretana (PU-pene) in je dobavljiv v eni velikosti



# MECRON Standard Tape Box

# Coolaris®

Neelastični bandažni trak za stabilizacijo

Elastična hladilna bandaža s cinkom



- > za stabilizacijo sklepov in mišic
- > kot alternativa bandažam
- > individualna prilagoditev na telesu
- > neelastičen

> 1 velikost: 3,8 cm × 10 m, 12 trakov v pakiranju

**MECRON Standard Tape** je neelastični bandažni lepilni trak, ki se uporablja za stabilizacijo sklepov in mišic.

Uporaba tovrstnih trakov je poznana širom po svetu. Na športnih področjih ponuja dobro alternativo bandažiranju, ker dovoljuje individualno prilagoditev posamezniku, skladno z vrsto športa, tveganjem poškodbe, fizionomijo uporabnika.

**Tehnični podatki:** MECRON Standard Tape je sestavljen iz bombaža in zink-oksidgevega lepila in je dobavljiv v eni velikosti.



- > poltoga opora
- > pri zvinih, izpahih, modricah, udarninah, nategnjenih kitah
- > hladi takoj, brez predhlajenja
- > hladi do 5 ur

> 1 velikost: 8 cm × 5 m

**Coolaris®** je univerzalno prilagodljiva cinkova hladilna bandaža, za hitro in učinkovito prvo pomoč.

Bandaža je narejena iz teksture gaze in namočena s hidrokoloidno matriko z natrijevim alginatom in cinkovim oksidom. Zaradi visoke vsebnosti vode, bandaža pri procesu sušenja hladi kožo. Prijeten občutek hlajenja se lahko podaljša, če se bandažo poškopri z vodo. Ko se zatrdi, Coolaris® podpira vsakodnevne poškodbe in športne poškodbe kot so zvini, udarnine, modrice in izpahi. Vsebnost hidrokolooidov / alginatov podpira hitrejše zdravljenje. Coolaris® se lahko uporabi direktno na odrgninah ali lažjih opeklinah, kajti v sestavnih nima alkoholov in olj.

**Tehnični podatki:** Nosilni material iz gaze (69% viskoza, 31% poliamid). Hladilna cinkova pasta je iz hidrokoloidne matrike v povezavi z natrijevim alginatom in cinkovim oksidom. Coolaris® je dobavljiv v eni velikosti.



## Lista Izdelkov

ART. ŠT. BARVA VSEBINA

### MECRON Elastic Tape

Velikost: 5,0 cm × 5,0 m

DKT-R	Rdeč
DKT-B	Moder
DKT-S	Črn
DKT-H	Kožen
DKT-G	Rumen

### MECRON Elastic Tape Counter Display

DKT-SORTIMENT

VSEBINA:	2 × DKT-B Moder
	1 × DKT-R Rdeč
	1 × DKT-S Črn
	1 × DKT-H Kožen
	1 × DKT-G Rumen

### MECRON Elastic Tape Strong

Velikost: 5,0 cm × 5,0 m

DKT-P	Roza
DKT-L	Svetlo moder

### MECRON Elastic Tape Strong Counter Display

DKT-SORTIMENT-STRONG

VSEBINA:	3 × DKT-P Roza
	3 × DKT-L Svetlo moder

ART. ŠT. VELIKOST

### MECRON X-patch

Barva: Kožna

DGT1	2,8 × 2,1 cm	20 listov po 9 nalepk
DGT2	3,5 × 2,5 cm	20 listov po 6 nalepk
DGT3	5,2 × 4,5 cm	20 listov po 2 nalepki

### MECRON Underwrap

Barva: Kožna

DUW-8	8,0 cm × 4,0 m
DUW-20	8,0 cm × 20,0 m

### MECRON Pre-Tape

Barva: Modra

PRE-TB	7,0 cm × 27,0 m
--------	-----------------

### MECRON Standard Tape Box

DST-12

VSEBINA: 12 trakov v pakiranju, 3,8 cm × 10,0 m

### Coolaris®

Barva: Bela

CKB8	8,0 cm × 5,0 m
------	----------------

### Kombipack: Coolaris® + MECRON Underwrap

CUW8

VSEBINA:	1 × MECRON Underwrap (8,0 cm × 4,0 m)
	1 × Coolaris®



EDMAN d.o.o. | Stjenkova 7 | SI-6000 Koper | Slovenija  
T/F: 05 627 1155 | edman@edman.si | www.edman.si

DARCO (Europe) GmbH  
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany  
info@darco.de | www.darco.de



160615